

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA APARATÓW ZDEJMOWANYCH

1. Na czyste zęby zakładamy czysty aparat.
2. Myjemy zęby i aparat (innymi) szczotkami i pastą do zębów po każdym posiłku.
3. Nosimy aparat minimum 6 godzin w ciągu dnia i całą noc.
4. Zdejmujemy aparat TYLKO do jedzenia.
5. Pijemy i mówimy w aparacie.
6. Przechowujemy aparat w suchym pudełku z dziurkami (w celu lepszej wentylacji).
7. Rozkręcanie śrub odbywa się wg zaleceń lekarza specjalnym kluczem, zgodnie z kierunkiem strzałki.

RAZ W MIESIĄCU

1. Odkamieniamy aparat
 - *kwasek cytrynowy
 - *octem – 20 min. kąpiel w szklance ciepłej wody z dodatkiem 1 łyżki octu.
2. Dezynfekujemy aparat
 - *20 min kąpiel w szklance wody z dodatkiem 3 łyżek wody utlenionej
3. Oliwimy śruby oliwą jadalną

Pamiętaj!

Sumienne noszenie aparatu i odpowiednia higiena dają szybkie efekty i piękny uśmiech.

Nieuzgodniona przerwa między wizytami kontrolnymi, trwająca powyżej 3 miesięcy, zwalnia lekarza z dalszego prowadzenia leczenia.